

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEG

DPS-204

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER DPS-204 típusú digitális személymérleg az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Méréshatár: 6-150 kg
(Mértékegység: kg, lb, st:lb)

Skálabeosztás: 0,1kg; 0,2lb; 1lb

Működtetés: 1db CR2032 Li elem (3V)
(Az elem tartozék)



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, hogy a készülék használati utasítását olvassa végig figyelmesen és a kezelési előírásokat pontosan tartsa be, hogy a készülék szolgáltatásait legnagyobb meglepedésére ki tudja használni!

A használati utasítást őrizze meg, hogy a későbbiekben is utána tudjon nézni a készülék helyes használatának! Ha a készüléket elajándékozza, a használati utasítást is adja át vele! Ezt a készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.

Ne használja a készüléket a szabadban.

Amennyiben hibát jelez a készülék, ne használja tovább.

Ha az üveglapon repedés mutatkozik, ne használja a készüléket.

Ne tegye ki a készüléket tartós napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek vagy párának.

A készülék használatát ne engedje meg gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek.

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le és üsse oda a készüléket.

Ne használja a mérleget, ha a készülék sérült.

A mérleg nedves kendővel tisztítható. Ne használjon tisztító anyagokat, illetve ne tegye vízbe a készüléket.

Ne szerelje szét a készüléket, a készüléket csak szakember javíthatja.

Ha huzamosabb ideig nem üzemeltetjük a készüléket, úgy még az új, jó állapotban lévő elemeket is távolítsuk el az elemtartó rekeszből.

Elhasznált elemeket ne dobjunk el a szabadban, kíméljük környezetünket!

A sérült elemek kárt okozhatnak!

Nedves kézzel ne próbálja az elemeket kivenni!

Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja, annak érdekében, hogy azzal ne játszasson.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyerekeket is) kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Figyelem! Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal vagy ha annak a felülete nedves – fennáll a csúszásveszély.



Figyelmeztetés

1. A pontosság érdekében azt javasoljuk, hogy mérje testsúlyát egy meghatározott időpontban minden nap (pl. este 7 és 9 óra között).
2. Kérjük, hogy cseréljen elemet, amikor a kijelzőn megjelenik a „LO” felirat, amely azt jelzi, hogy az elem hamarosan lemerül.
3. A „Err” jelzés a kijelzőn azt mutatja, hogy a mérleg túl van terhelve.
4. Kérjük, vegye le a cipőjét, mielőtt a mérlegre áll, a mérlegfelület karcolásának elkerülése érdekében.
5. Az üvegfelület lehet nedves, csúszós, ezért kérjük, hogy használat előtt győződjön meg róla, hogy a lába és a mérleg felülete is száraz.
6. Ha a mérleg felülete piszkos, kérjük tisztításához finom szövetet vagy üveg-tisztítót használjon. Ne használjon szappant vagy más vegyszert!
Tartsa távol víztől, hőtől és szélsőséges hidegtől.
7. A mérleg nagypontosságú mérőeszköz. Soha ne ugorjon rá a mérlegre vagy ne szerelje szét. Kérjük, kezelje a mérleget óvatosan, és mozgatás közben ne ejtse le!
8. A mérleg háztartási használatra készült.
9. Kérjük, ellenőrizze az elemet, ha a mérleg meghibásodik. Cserélje ki az elemet, ha szükséges. Miután levette az elemtartó fedelét, úgy tudja az elemet kicserélni, hogy az elemet finoman lenyomja középen, és előrecsúsztatja.
10. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük távolítsa el az elemeket.

Elemekkel kapcsolatos információk:

A készülék csak a megfelelő elemekkel működik kifogástalanul. Csak a megadott elemtípust használja. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a polaritásra. Az elemeket úgy helyezze be, hogy ne okozzon rövidzárlatot. Ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Ne használjon vegyesen hagyományos (szén-cink) és újratölthető (Ni-MH, Li-ion) elemeket. Ne töltsé újra és ne próbálja meg felnyitni az elemeket, illetve ne dobja tűzbe azokat. Az elemeket mindig egyszerre cserélje azokkal megegyező típusú elemekre. Ha a készüléket hosszabb ideig nem hasz-

nálja, távolítsa el az elemeket. Ha az elemből kifolyt folyadék szembe, vagy bőrre kerül, azonnal gondosan öblítse le tiszta vízzel és forduljon orvoshoz! Ne tegye ki az elemeket fokozott hőhatásnak (közvetlen napsugárzás, tűz, stb.)

VIGYÁZAT! Az elemek helytelen beillesztése robbanáshoz vezethet!

FŐ FUNKCIÓK

- Nagy pontosságú terhelési szenzorok rendszere biztosítja a pontosabb súlymérési eredményeket.
- Méréshatár: 6 kg – 150 kg
- Beosztás: 0,1 kg
- LCD kijelző
- Automatikus nullázás és automatikus kikapcsolás
- Alacsony elemtöltöttség és túlterhelés jelzése
- Szabad átjárás három különböző mértékegység között: kg / font / stone.
A mértékegység kapcsoló a készülék alján, az elemtartó mellett található.
- Működtetés: 1 db CR2032 lítium elem

MŰKÖDTETÉS

1. Keresse meg a lítium elemet a csomagban és az elemtartót a mérleg hátulján. Nyissa ki a fedelet és helyezze az elemet a tartóba, majd zárja vissza a fedelet (bizonyosodjon meg, hogy az elem pozitív pólusa van felfelé).
2. Helyezze a mérleget kemény és síkfelületre. A tiszta padló a legjobb megoldás. Kerülje a szőnyeget vagy a puha felületet, mert a mérés pontatlan lehet.
3. Érintse meg vagy kopogtassa meg a mérleget óvatosan és a mérleg használatra kész lesz, amikor az LCD kijelző „0,0kg”-ot mutat.
4. Óvatosan lépjen rá a mérlegre és álljon egyenesen a mérleg közepén, amíg a mérleg rögzíti a súlyát. Használat után a mérleg másodperceken belül automatikusan kikapcsol.
5. A mértékegységek között akkor tud átváltani, amikor a kijelző „0,0kg”-ot mutat, nyomja meg a készülék alján található UNIT gombot, hogy kiválassza a kívánt mértékegységet.

A mértékegységek közötti kapcsolat:

1 font = 0,45359237 kg

1 stone = 6,350 293 18 kg

1 stone = 14 font

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 1/700 4379

A HAUSER AJÁNLATA

Táplálkozás-élettani szempontból fontos a gyümölcsök rendszeres fogyasztása. Egészsége megőrzése érdekében vásároljon **HAUSER gyümölcscentrifugát DPS-204 mérlege** mellé, hiszen a gyümölcs bármilyen formában finom és nélkülözhetetlen része a megfelelő étrendnek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található mű-szaki jellemzőknek megfelel.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

HAUSER®

e l e c t r o n i c

CÂNTAR PERSONAL DIGITAL DPS-204

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI!

Vă mulțumim pentru încrederea acordată că ați cumpărat un aparat electrocasnic marca HAUSER.

Aparatul este rezultatul celor mai recente dezvoltări tehnice, unul dintre aparatele estetice, cu o construcție exigentă și de bună calitate ale producătorului.

În cursul proiectării s-a acordat o atenție deosebită fiabilității. Condiția de bază a funcționării fiabile este utilizarea corectă, prin urmare vă rugăm ca înaintea punerii în funcțiune să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le, pentru a vă putea fi oricând de ajutor.



CERTIFICAT DE CALITATE

În calitate de importator și distribuitor (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) certificăm următoarele caracteristici tehnice ale cântarului personal digital tip HAUSER DPS-204:

Domeniul de măsurare: 6-150kg

(Unitate de măsură: kg, lb, st:lb)

Gradație: 0,1kg; 0,2lb;1lb

Alimentare: 1 buc. baterie CD2032 Li (3V)
(Bateria este accesoriu)



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare și să urmați cu exactitate instrucțiunile de utilizare, pentru a putea folosi aparatului cu cea mai mare satisfacție.

Păstrați instrucțiunile de utilizare, pentru a le putea consulta și în viitor în scopul folosirii corecte a aparatului. Dacă oferiți cadou aparatul, înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare. Aparatul a fost proiectat exclusiv pentru utilizare casnică.

Nu folosiți aparatul în exterior.

Dacă aparatul a semnalează eroare, nu-l mai folosiți.

Dacă pe platoul de sticlă apare o crăpătură, nu mai folosiți aparatul.

Nu expuneți aparatul la soare, la temperaturi înalte sau la aburi.

Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii sau de persoane cu handicap.

Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți aparatul.

Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.

Curățați cântarul cu un material textil umezit. Nu folosiți substanțe de curățare, respectiv nu puneți aparatul în apă.

Nu dezamblați aparatul, acesta poate fi reparat numai de un specialist.

Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat, vă rugăm să scoateți chiar și bateriile bune din compartimentului bateriilor.

Bateriile uzate nu le aruncați la gunoi, pentru a menaja mediul înconjurător.

Bateriile uzate pot cauza deteriorări.

Nu încercați să scoateți bateriile uzate cu mâinile umede.

Copii mici pot folosi aparatul numai sub supraveghere, pentru a evita să se joace cu acesta.

Acest aparat nu a fost destinat pentru a fi utilizat de persoane cu deficiență fizică, senzitivă sau mentală, respectiv de persoane care nu dispun de experiența sau de cunoștințele necesare utilizării aparatului (inclusiv copiii), numai în cazul în care sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor, respectiv această persoană le-a făcut înțeles modul de utilizare a aparatului.



Atenție! Nu utilizați aparatul în apropierea căzii de baie, a dușului, a chiuvetei de baie, sau a unui vas plin cu apă.

Atenție! Nu vă urcați pe cântar cu picioarele umede sau pe suprafața umedă a cântarului, deoarece există pericolul de alunecare.



Atenționare

1. Pentru ca rezultatul măsurării să fie cât mai corect, vă recomandăm să vă cântăriți greutatea corpului zilnic la aceeași oră (de exemplu seara între orele 7 și 9).
2. Vă rugăm să înlocuiți bateria dacă pe afișaj apare inscripția „LO”, ceea ce semnalizează că bateria se va descărca în curând.
3. Inscripția „Err” de pe afișaj indică faptul că aparatul este supraîncărcat.
4. Vă rugăm să vă descălcați înainte de a vă urca pe cântar, pentru a evita zgârirea platoului cântarului.
5. Platoul de sticlă al cântarului poate fi umed, alunecos, de aceea înainte de folosire, convingeți-vă că atât picioarele dumneavoastră, cât și platoul cântarului sunt uscate.
6. Dacă platoul cântarului este murdar, pentru curățire vă rugăm să folosiți un material textil fin sau soluție de curățat sticla. Nu folosiți săpun sau alte substanțe chimice.
Țineți cântarul departe de apă, de surse de căldură și de temperaturi exagerat de scăzute.
7. Cântarul este un instrument de măsurare de mare precizie. Nu săriți niciodată pe cântar și nu-l demontați.
Vă rugăm să folosiți cântarul cu grijă și în timp ce îl mișcați să nu-l scăpați din mână.
8. Cântarul a fost conceput pentru utilizare casnică.
9. Vă rugăm să verificați bateria, dacă cântarul nu funcționează. Înlocuiți bateriile dacă este nevoie. După ce ați scos capacul compartimentului bateriei, scoateți bateria apăsând-o ușor la mijloc și împingând-o înainte.
10. Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat, vă rugăm să scoateți bateria.

Instrucțiuni referitoare la baterii

Aparatul funcționează impecabil numai cu baterii corespunzătoare. Utilizați numai tipul de baterii specificat. La introducerea bateriilor fiți atenți la polaritate. Introdu-

ceți bateriile în așa fel încât să nu produceți scurt circuit. Nu utilizați concomitent baterii noi și uzate. Nu utilizați concomitent baterii tradiționale (carbon-zinc) și reîncărcabile (Ni-MH, Li-ion). Nu reîncărcați și nu încercați să desfaceți bateriile, respectiv nu le aruncați în foc. Înlocuiți totdeauna concomitent bateriile, cu altele de același tip. Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat, scoateți bateriile. Dacă lichidul scurs din baterii ajunge în ochi sau pe piele, clătiți repede cu apă curată și mergeți la medic. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate (la razele soarelui, foc etc.).

ATENȚIE! Introducerea incorectă a bateriilor poate conduce la explozie!

FUNCȚIILE PRINCIPALE

- Sistemul de senzori de înaltă precizie asigură rezultate mai precise ale cântăririi greutății.
- Domeniul de măsurare: 6kg – 150 kg
- Gradația: 0,1kg
- Afișaj LCD
- Comutare la poziția 0 și deconectare automată
- Indicator de descărcare a bateriei și indicator de supraîncărcare
- Trecere liberă între trei unități de măsură: kg/livră/stone
Comutatorul unității de măsură se află pe partea inferioară a aparatului, lângă compartimentul pentru baterie
- Alimentare: 1 baterie litiu CR2032

UTILIZARE

1. Scoateți bateria de litiu din ambalaj și căutați compartimentul bateriei de pe partea posterioară a cântarului. Deschideți capacul compartimentului bateriei și introduceți bateria în compartiment, apoi închideți capacul (convingeți-vă că ați introdus bateria cu polul pozitiv în sus).
2. Așezați cântarul pe o suprafață tare și netedă. Podeaua curată este soluția cea mai bună. Evitați covorul sau suprafața moale, deoarece va rezulta o cântărire imprecisă.

3. Atingeți sau ciocăniți ușor cântarul, iar acesta va fi gata de funcționare când pe afișajul LCD apare inscripția „0,0kg”.
4. Urcați-vă cu grijă pe cântar și stați drept pe mijlocul cântarului până când cântarul vă înregistrează greutatea. După folosire, cântarul se deconectează automat în câteva secunde.
5. Puteți schimba unitatea de măsură, atunci când pe afișaj apare inscripția „0,0kg”, iar pentru a seta unitatea de măsură dorită, apăsați butonul UNIT aflat pe partea de inferioară a aparatului.

Cifrele de convertire între unitățile de măsură:

1 livră = 0,45359237 kg

1 stone = 6,350 293 18 kg

1 stone = 14 livre

RECOMANDAREA FIRMEI HAUSER

Din punct de vedere al fiziologiei alimentare, este important consumul regulat de fructe. În scopul păstrării sănătății dumneavoastră, cumpărați un **storcător de fructe HAUSER** lângă **cântarul DPS-204**, deoarece fructele, sub orice formă, constituie elementul gustos și indispensabil al alimentației corespunzătoare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Acest produs îndeplinește cerințele stabilite în directivele Uniunii Europene: EMC 2014/30/EU; RoHS 2011/65/EU. Produsul HAUSER cumpărat de dumneavoastră corespunde caracteristicilor tehnice prezentate în instrucțiunile de utilizare.

Instalația electrică are componente care fac parte din categoria reziduurilor periculoase asupra mediului înconjurător. Acestea nu le adunați împreună cu gunoiul menajer, deoarece ajungând între reziduurile solide ale localității, pot polua în mod considerabil mediul înconjurător. Colectarea aparatelor electrice uzate se face separat, de aceea folosiți sistemul de preluare și colectare înființat. După data de 13 august 2005, cu ocazia cumpărării aparatelor noi, puteți preda la locul cumpărării aparatele electrice uzate. Instalațiile astfel preluate, după ce au fost demontate de specialiști, sunt prelucrate în mod corespunzător de întreprinderi care au contractat această activitate.

Mediul înconjurător este moștenirea nepoților noștri, protejarea lui este interesul și responsabilitatea noastră a tuturor. Sprijiniți și Dumneavoastră această tendință!

